

OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională
INSTRUCȚIUNI pentru toate mărimile de ambalaj

Vă rugăm citiți cu atenție și păstrați acest prospect din ambalaj pentru folosirea ulterioară

OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională

Lentile umectate timp de 16 ore, asigurând confortul, de la inserție până la îndepărtarea acestora

Curăță, recondiționează, clătește, dezinfectează, păstrează

Îndepărtează lipidele și proteinele, zilnic

Previne depunerile de lipide.

Pentru toate lentilele din hidrogel siliconic și lentilele de contact moi.

DESCRIERE:

OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională este o soluție apoasă sterilă, tamponată, ce conține citrat de sodiu, clorură de sodiu, acid boric, aminometilpropanol, sorbitol, EDTA disodic, 2 agenți de umectare (TETRONIC® 1304[†] și HydraGlyde™ Moisture Matrix [EOBO 41™- polioxietilen-poliioxibutilen]) cu POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0.001% și ALDOX® (miristamidopropil dimetilamină) 0.0006% ca și conservanți. HydraGlyde™ Moisture Matrix este un copolimer multi-funcțional brevetat ce a fost creat în primul rând pentru umectarea și lubrifierea lentilelor de hidrogel siliconic.

ACȚIUNI:

Când este folosită conform instrucțiunilor, **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională** :

- Curăță prin îndepărtarea lipidelor și proteinelor de pe lentilele dumneavoastră în timpul dezinfectării și păstrării acestora.
- Cei 2 dezinfectanți biocompatibili, POLYQUAD® și ALDOX®, prezintă activitate împotriva microorganismelor dăunătoare (bacteria, fungi și *Acanthamoeba*)
- Este utilizat pentru a clăti și recondiționa lentilele dumneavoastră de contact din silicon sau moi (hidrofile)
- Este formulată pentru dezinfectarea și păstarea lentilelor până la 30 de zile după dezinfectare.

Atunci când **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională** este utilizată zilnic, nu este nevoie de un curățător enzimatic separat.

Nu vă păstrați lentilele în soluție salină în loc de **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**. Soluția salină nu dezinfectează lentilele.

[†] TETRONIC® este marcă înregistrată a BASF.

INDICAȚII (Utilizare):

Pentru utilizarea pentru curățarea zilnică, recondiționarea, clătirea, îndepărtarea depunerilor de lipide și proteine, dezinfectarea chimică (nu prin căldură) și păstrarea lentilelor de hidrogel siliconic și a celor moi (hidrofilice), conform recomandărilor medicului dumneavoastră oftalmolog.

Beneficii ale umectării, lubrifierii, hidratării și curățării pentru purtarea lentilelor de contact

OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională:

- Asigură 16 ore de umectare de lungă durată, oferindu-vă confortul pentru întreaga zi. HydraGlyde® Moisture Matrix acționează independent de filmul lacrimal pentru a menține umiditatea pe lentilele dumneavoastră și asigură confortul, de la inserție până la îndepărtarea lentilelor.
- Menține un strat umed continuu, ce permite pleoapei dumneavoastră să alunece pe suprafața lentilei, fără iritație.
- Menține lentila hidratată pe tot parcursul zilei.
- Aderă la zonele uscate ale lentilei, pentru a bloca depunerea de lipide și proteine, pentru lentile curate și proaspete.
- Îndepărtează depozitele de lipide și proteine pentru lentile curate și proaspete

CONTRAINDICAȚII (Motive pentru a NU le folosi):

Nu utilizați produsul, dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele acestuia.

INSTRUCȚIUNI GENERALE :

- Îndepărtați complet sigilul imprimat din jurul gâtului flaconului înaintea utilizării.
- Spălați-vă și uscați-vă mereu mâinile înainte de a manipula lentilele dumneavoastră de contact.
- Spălați, recondiționați, clătiți și dezinfectați lentilele de fiecare dată când le scoateți.
- Manipulați mereu aceeași lentilă, cea stângă sau cea dreaptă, pentru a evita confuzia.
- După folosire, goliți și clătiți mereu cutia pentru lentile cu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**, proaspătă, și lăsați-o să se usuce la aer.

PENTRU REZULTATE OPTIME. URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CLĂTIRE, RECONDIȚIONARE, DEZINFECTARE ȘI ÎNDEPĂRTAREA PROTEINELOR:

- **Umeziți cu atenție** fiecare parte a lentilei cu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**. Frecați lentila timp de 20 de secunde.
- Clătiți fiecare parte a lentilei pentru 10 secunde cu un jet continuu de **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**
- Umpleți cutia ALCON® pentru lentile cu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**, proaspătă. Păstrați lentilele în cutia pentru lentile închisă pe parcursul nopții sau cel puțin 6 ore. După îmbibare, lentilele sunt gata pentru a fi purtate.

Dacă mai rămân reziduuri pe lentilele de contact, clătiți cu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională** înainte de a le insera . Puteți să vă lăsați lentilele în cutia pentru lentile nedeschisă conținând **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională**, până la 30 zile. După acest timp, lentilele dumneavoastră trebuie curățate și dezinfectate cu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională** înainte de a le purta.

Urmați întotdeauna instrucțiunile oftalmologului. Nu schimbați instrucțiunile de îngrijire a lentilelor dumneavoastră de contact sau soluția pentru curățarea lentilelor fără a consulta specialistul.

ATENȚIONĂRI:

Este esențial să urmați instrucțiunile oftalmologului și toate instrucțiunile de etichetare, pentru utilizarea adecvată și îngrijirea lentilelor dumneavoastră și a produselor pentru îngrijirea lentilelor, inclusiv a cutiei pentru lentile. Dacă manifestați disconfort ocular, lăcrimare excesivă, schimbări ale vederii, roșeață a ochiului, îndepărtați **IMEDIAT** lentilele și consultați oftalmologul, fiindcă problema se poate agrava.

PRECAUȚII:

- Utilizați mereu **OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională** proaspătă. Nu refolosiți niciodată soluția din cutia de păstrare a lentilelor.
- Pentru a evita contaminarea, nu atingeți vârful picurător al flaconului de nicio suprafață.
- Schimbați capacul după folosire.
- Păstrați la temperatura camerei.
- Păstrați flaconul bine închis atunci când nu îl folosiți.



- Folosiți înainte de data expirării marcată pe acest produs.
- Aruncați soluția rămasă după șase luni de la deschidere.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- A nu fi folosit pentru dezinfecție prin căldură (termică).

PREZENTARE:

OPTI-FREE® PureMoist® soluție dezinfectantă multifuncțională, sterilizată prin filtrare, se prezintă în flacoane de plastic de mărimi variind între 60 și 470 ml.



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Marea Britanie

IMPORTATOR/DISTRIBUITOR:

S.C. ALCON ROMÂNIA S.R.L.
Bul. Barbu Văcărescu nr. 301-311
The Lakeview
Et. 5, camera 001
Sector 2, București, România

Patente europene nr. 0 639 070; 0 669 803; și 0 948 357



© 2013 Novartis