



+



=

Poate face soluția de întreținere
lentilele mai confortabile?



Categoric!

Pentru o experiență extraordinară
cu lentilele de contact
recomandați **AOSEPT® PLUS**.

 **optimed**

SOLUȚII PENTRU OCHI SĂNĂTOȘI

Recomandați cu încredere pacienților cu ochi sensibili soluția AOSEPT® PLUS

AOSEPT® PLUS este ideală pentru pacienții care:

- Poartă lentile de contact din silicon hidrogel
- Își doresc confort excelent
- Resimt uscăciune sau iritații folosind alte soluții de întreținere
- Prezintă sensibilitate la conservanți

Studiile au dovedit că AOSEPT® PLUS are biocompatibilitate excelentă cu toate tipurile¹ de lentile de contact. Alte PLUSuri ale AOSEPT®:


- Depășește nivelul² de eficiență în dezinfectare
- Are eficiență remarcabilă asupra formelor active sau latente de *Acanthamoeba castellanii* și *polyphaga*^{3,4}
- Elimină incidența colorării corneei asociate portului lentilelor de contact^{1,5}
- Acționează DELICAT* dar pacientul simte DIFERENȚA

Recomandați AOSEPT® PLUS tuturor purtătorilor de lentile de contact cu ochi sensibili

*Când este folosită potrivit instrucțiunilor. ** Comparativ cu alte tipuri de soluții.

Referințe: 1. Carnt N, Willcox M, et al. Corneal staining: the IER matrix study. *Contact Lens Spectrum*. 2007;22(9):38-43. 2. CIBA VISION data on file, 2000. 3. Mowrey-McKee M, George M. Contact lens solution efficacy against *Acanthamoeba castellanii*. *Eye Contact Lens*. 2007;33(5):211-215. 4. CIBA VISION data on file, 2009. 5. Carnt N, Evans V, et al. IER Matrix Update: Adding another silicone hydrogel. *Contact Lens Spectrum*. 2008;23(3). AOSEPT, CIBA VISION and the CIBA VISION logo are trademarks of Novartis AG.

Triplă acțiune de curățare puternică
Cheia portului confortabil sunt lentilele de contact curate și numai AOSEPT® PLUS are triplă acțiune de curățare puternică**.



1. CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME

Peroxidul de hidrogen pătrunde în materialul lentilei și omoară germenii și bacteriile pentru dezinfectare puternică și curățare în profunzime.

2. ÎNDEPĂRTEAZĂ IMPURITĂȚILE

Surfactantul încorporat Pluronic 17R4 descompune și desprinde impuritățile și depozitele proteice.

3. ÎNDEPĂRTEAZĂ EFICIENT PROTEINELE

Formula unică AOSEPT® PLUS prin efectul efervescent, îndepărtează depunerile proteice.

