



Începeți și încheiați fiecare săptămână fresh ^{TM 1,2}



Când lentilele de contact zilnice nu sunt o opțiune, oferiți pacienților dvs. lentilele PRECISION7[®], noile lentile cu înlocuire **săptămânală**.



O lentilă nouă în fiecare săptămână, prevăzută cu sistemul ACTIV-FLO[®]



16 ore de confort excepțional și vedere precisă, chiar și în ziua 7^{1,3}



Totul la un preț accesibil

Specificații tehnice PRECISION7[®]



PROGRAM DE ÎNLOCUIRE Săptămânal Port zilnic sau extins	FILTRU LUMINĂ ALBASTRU-VIOLET Filtrează 34% din razele de lumină albastru-violet (BVL)*	CONȚINUT DE APĂ 55%	MATERIAL serafilcon A (material nou din silicon-hidrogel)
TEHNOLOGIE sistem ACTIV-FLO [®]	CLASA 1 UV Filtrează mai mult de 90% raze UVA și 99% UVB**	MODULUS (MPa) 0.6	TRANSMISIBILITATE O2 Dk/t 149 (-3.00D)
DIOPTRII +6.00 la -8.00 (pas de 0.25, fără plano) +6.50 la +8.00 și -8.50 la -12.00 (pas de 0.50)			AMBALAJ cutii cu 12 și 27 lentile
RAZĂ DE CURBURĂ 8.4 mm	DIAMETRUL (mm) 14.2	GROSIMEA CENTRALĂ (mm) 0.08 (-3.00 D)	

Reference: 1. In a 2-week prospective clinical study in the US; n=181; CLEAR CARE[®] Cleaning & Disinfecting Solution used for cleaning and disinfection; Alcon data on file, 2023. 2. Zheng Y, Dou J, Wang Y, et al. Sustained release of a polymeric wetting agent from a silicone-hydrogel contact lens material. ACS Omega. 2022;7(33):29223-29230. doi: 10.1021/acsomega.2c03310. 3. In a 28-day prospective clinical study; n=92; Alcon data on file, 2023.

Acesta este un material destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Aceștia trebuie să consulte prospectul, eticheta, manualul și/sau instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea unui dispozitiv medical. Clasa de risc: IIa

Producător: Alcon Laboratories, Inc. ©2024 RO-PR7-VCN-2600002



Ghid de adaptare PRECISION7® for Astigmatism



Performanța dovedită a designului lentilei PRECISION BALANCE 8|4®
Oferă pacienților o vedere clară, indiferent de activitățile desfășurate¹

**Stabilizare în
mai puțin de
60 de secunde¹**

**Poziționare precisă,
la mai puțin de 3° față
de orientarea ideală¹**

Marcaj unic de
orientare la ora 6

Oscilație minimă
la clipit:
stabilitate de
100% ≤ 5°¹

9/10

Purtătorii au evaluat confortul,
vederea și manevrabilitatea
cu 9/10, chiar și în ziua 7¹

Designul cu zone de stabilizare la orele 8 și 4
reduce la minimum interacțiunea cu
pleoapa inferioară

99.9%

Extrem de ușor de adaptat,
cu o rată de succes de 99,9%
la prima lentilă aplicată^{1ft}

Specificații tehnice PRECISION7® for Astigmatism



PROGRAM DE ÎNLOCUIRE Săptămânal Port zilnic sau extins	FILTRU LUMINĂ ALBASTRU-VIOLET Filtrează 34% din razele de lumină albastru-violet (BVL)*	CONȚINUT DE APĂ 55%	MATERIAL serafilcon A (material nou din silicon-hidrogel)
TEHNOLOGIE sistem ACTIV-FLO®	CLASA 1 UV Filtrează mai mult de 90% raze UVA și 99% UVB**	MODULUS (MPa) 0.6	TRANSMISIBILITATE O2 Dk/t 119 (-3.00D)
DIOPTRII +6.00 la -6.00 (pas de 0.25) +6.00 la +8.00 și -6.50 la -10.00 (pas de 0.50)		CILINDRU -0.75, -1.25, -1.75, -2.25	AX 0°-180°, pas de 10°
RAZĂ DE CURBURĂ 8.6 mm	DIAMETRUL (mm) 14.5	GROSIMEA CENTRALĂ(μm) 100 μm(-3.00D)	AMBALAJ cutii cu 12 și 27 lentile

*Filtering of HEV light (HEVL) by contact lenses has not been demonstrated to confer any health benefit to the user, including but not limited to retinal protection, protection from cataract progression, reduced eye strain, improved contrast, improved acuity, reduced glare, improved low light vision, or improved circadian rhythm / sleep cycle. Consult your eye care professional for more information.

**UV absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV absorbing eyewear, such as UV absorbing goggles or sunglasses because they do not completely cover the eye and surrounding area. The patient should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

ftBased on lens movement, centration and orientation at initial fitting.

Reference: 1. In a 28-day prospective clinical study; n=92; Alcon data on file, 2023.

Acesta este un material destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Aceștia trebuie să consulte prospectul, eticheta, manualul și/sau instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea unui dispozitiv medical. Clasa de risc: IIa
Producător: Alcon Laboratories, Inc. ©2026 RO-PR7-VCM-2600002