



Microscop operator OMS 710


Performanță în chirurgia oculară



Reflex roșu cu filtru de temperatură de culoare



Fără filtru de temperatură de culoare



Post 2 de observare coaxial binocular

Microscopul operator **OMS-710** este destinat chirurgiei de pol anterior și posterior. Contrastul, claritatea și culoarea imaginii sunt garantate de sistemul optic performant. Iluminarea coaxială îmbunătățește reflexul roșu și mărește profunzimea câmpului de observare. Filtrul de temperatură de culoare mărește vizibilitatea și redă o nuanță mai naturală.