




PROTEJAȚI LENTILELE PACIENȚILOR DVS. ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR ZILNICE

CU AJUTORUL
SUPRAFETEI UNICE DIN
PLASMĂ A LENTILELOR
AIR OPTIX®



Familia Lentilelor de Contact
AIR OPTIX®



TEHNOLOGIE SUPERIOARĂ

PENTRU HIDRATARE ȘI CONFORT SUSȚINUT DIN ZIUA 1 PÂNĂ ÎN ZIUA 30¹

Doar lentilele de contact **AIR OPTIX®** sunt create printr-o tehnologie unică cu un tratament permanent al suprafeței cu plasmă care s-a dovedit că menține umidifierea^{1**} și protejează lentila de depuneri precum praf, lipide. Lentilele pacienților dvs. rămân confortabile din ziua 1 până în ziua 30¹.



Imagini doar cu titlu informativ

Priviți de aproape suprafața unei lentile de contact unice^{2,3***}



Suprafața tratată cu
un strat permanent din plasmă

Crează un mediu
hidrofil


Care este rezistent
la lipide și la alte depuneri

Imagini doar cu titlu informativ

A SUPRAFEȚEI DIN PLASMĂ


PENTRU UMIDIFIERE SUPERIOARĂ ȘI REZISTENȚĂ LA DEPUNERI

Rezistență superioară la depuneri^{2,4***}



- Lentilele Biofinity[^] atrag până la de **14x mai multe depuneri de lipide**^{2,4***}
- Lentilele ACUVUE[^] OASYS[^] atrag până la de **31x mai multe depuneri de lipide**^{2,4***}

Umidifiere superioară^{3†}



- AIR OPTIX[®] AQUA are un grad de **umidifiere** mai ridicat decât aceste branduri concurente^{3†}


STRATUL NETED DE PLASMĂ AL SUPRAFEȚEI CONTRIBUIE LA UTILIZAREA SĂNĂTOASĂ ȘI CONFORTABILĂ A LENTILELOR

Această suprafață protejează lentila împotriva depunerilor zilnice.




AIR OPTIX[®] AQUA

Tratament chimic permanent cu plasmă pentru o suprafață⁶ continuă și netedă



PureVision[^]

Cu "insule" de silicat care nu acoperă în întregime suprafața⁶ lentilei



ACUVUE[^] OASYS[^]

Fără tratament permanent cu plasmă, cu o suprafață⁶ neregulată



Biofinity[^]

Fără tratament⁷ permanent cu plasmă


9 din 10 specialiști chestionați au afirmat că ar recomanda pacienților^{8††} lentilele AIR OPTIX[®] AQUA.

REZISTENȚĂ LA DEPUNERILE CAUZATE DE PRODUSELE DE MACHIAJ


Produsele cosmetice, cremele pentru mâini și produsele pentru îndepărtarea machiajului pot avea un impact negativ asupra parametrilor unor lentile de contact. Recomandați pacienților dvs. care utilizează produse cosmetice să își aplice lentilele ÎNAINTE de aplicarea produselor cosmetice.

Dintre produsele de înfrumusețare și îngrijire a pielii testate în cadrul unui studiu in-vitro, produsele de îndepărtare a machiajului au avut cel mai ridicat impact asupra parametrilor lentilei. Totuși, chiar și atunci când este expusă la produsele de îndepărtare a machiajului, suprafața unică cu plasmă protejează lentilele făcând din AIR OPTIX® **singurul brand de lentile de contact a cărui parametri precum diametru, rază de curbă, înălțime sagitală și putere dioptrică^{5††}, nu au fost afectați în mod semnificativ** de produsele de machiaj amintite.

Efectul produselor de îndepărtare a machiajului asupra diametrului (mm)



Efectul produselor de îndepărtare a machiajului asupra razei de curbă (mm)



AIR OPTIX[®], FAMILIA LENTILELOR DE CONTACT CARE RESPIRĂ



Pentru Miopie și Hipermetropie:
Dpt. de la +6.00 la -10.00/ Diametru: 13.8 mm/
Raze de curbura: 8.4 & 8.6 mm

AIR OPTIX[®] NIGHT&DAY[®] AQUA

- Aprobare CE pentru port continuu de până la 30 de nopți
- Lentila **Nr. 1** recomandată de prescriptori pacienților care își doresc să doarmă cu lentilele⁹ pe ochi
- Oferă cel mai ridicat nivel de transmisibilitate a oxigenului între toate lentilele¹⁰ de contact moi existente




Pentru Miopie și Hipermetropie:
Dpt. de la +6.00 la -10.00/ Diametru: 14.2 mm/
Raza de curbura: 8.6 mm

AIR OPTIX[®] AQUA

- De 5 ori mai mult oxigen¹¹ prin lentilă comparativ cu lentilele din hidrogel, pentru ochi care arată sănătoși și se simt sănătoși
- Rezistență superioară la depuneri¹² pentru lentile curate, umidifiere¹³ superioară pentru o suprafață mai netedă

Lentilele AIR OPTIX[®] NIGHT&DAY[®] AQUA și AIR OPTIX[®] AQUA cu design asferic, optimizează confortul, adaptarea și acuitatea vizuală



Pentru Astigmatism: Diametru 14.5 mm/
Raza de curbura 8.7 mm/ 4 Cilindri/
18 Axe - toate axele în pas de 10° (10°-180°)

AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM

Adaptare ușoară, stabilă și predictibilă pentru pacienții cu astigmatism

- **Ușoară:** 95% dintre pacienți au fost adaptați cu succes cu prima lentilă¹⁴ de probă
- **Stabilă:** 88% dintre lentile se stabilizează cu o deviație de maxim 5° a marcajului de la ora 6 față de axul¹⁴ de 90°
- **Predictibilă:** 99% dintre lentilele comandate¹⁴ au o adaptare optimă sau acceptabilă
- 4104 combinații de parametri pentru a putea adapta aproape toți pacienții astigmati



Pentru Prezbiopie: Dpt. de la +6.00 la -10.00/
Diametru: 14.2 mm/ Raza de curbura: 8.6 mm/
3 Adiții

AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL

Adaptarea cu succes a pacienților prezbiopi

- **3 Adiții:** Low, Medium și High pentru adaptarea precoce a pacienților prezbiopi și tranziție imperceptibilă între diferite etape ale prezbiopiei
- **86%** dintre lentilele AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL sunt adaptate pacienților cu prezbiopie¹⁵ incipientă de la prima probă
- Majoritatea pacienților sunt adaptați cu o singură lentilă/ochi¹⁵

VEZI CÂT DE BINE SE POTRIVESC ÎMPREUNĂ!



OPTI-FREE® RepleniSH® = alegerea confortului



Sistemul inovator TearGlyde® sporește gradul de umidifiere


Lentilele se mențin hidratate până la 14 ore

- cu până la 6 ore mai mult decât în cazul celorlalte soluții multifuncționale¹⁶⁻¹⁸

Umidifierea este menținută pentru confort pe tot parcursul zilei.

Avantajele soluției dezinfectante multifuncționale OPTI-FREE® RepleniSH® "într-un pas":

- nu este necesară o altă soluție de clătire
- îndeplinește criteriile principale pentru un nivel ridicat de dezinfectare



* Lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA (Iotrafalcon B) și AIR OPTIX® AQUA Multifocal (Iotrafalcon B): Dk/t = 138 @ -3.00D. Lentilele de contact AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (Iotrafalcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. Lentilele de contact AIR OPTIX® for Astigmatism (Iotrafalcon B): Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 180. Alți factori pot afecta sănătatea oculară. ** Rezistență superioară la depozite comparativ cu lentilele ACUVUE® OASYS®, ACUVUE® ADVANCE®, PureVision®, Biofinity® și Avaira®. † Comparativ cu lentilele de contact ACUVUE® OASYS®, ACUVUE® ADVANCE®, PureVision®, Biofinity® și Avaira®. †† Consultați prospectele referitoare la instrucțiunile de utilizare a brandurilor de lentile de contact cu privire la avertizările de utilizare a produselor cosmetice precum: iritație oculară, infecție. Lentila poate fi afectată dacă produse cosmetice, loțiuni, săpunuri, creme, fixativ, deodoranți, produse cu aerosoli sau diverse particule intră în contact cu aceasta. ‡ Ar recomanda cu siguranță sau probabil. ^ Mărcile înregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Informații importante pentru lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA (Iotrafalcon B), AIR OPTIX® AQUA Multifocal (Iotrafalcon B) și AIR OPTIX® for Astigmatism (Iotrafalcon B): Recomandate pentru port zilnic sau extins de până la 6 nopți, pentru miopi/hipermetropi, prezbiopi și/sau astigmati. Riscul unor probleme oculare (de ex. ulcer cornean) este mai crescut în cazul portului extins. În cazuri rare pot apărea afecțiuni ce pot duce la pierderea vederii. Pot apărea efecte secundare precum: senzație de disconfort, usturime ușoară sau înțepătură.

Informații importante pentru lentilele de contact AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (Iotrafalcon A): Recomandate pentru port zilnic (doar treaz) sau pentru port extins (treaz sau în somn) de până la 30 de nopți. Atenționări relevante: Ulcerul cornean se poate dezvolta rapid și pe măsură ce avansează poate cauza, durere oculară, înroșirea ochiului sau vedere încețoșată. Netratat poate lăsa cicatrici sau, în cazuri rare, poate duce la pierderea vederii. Riscul problemelor oculare este mai crescut la portul extins vs. portul zilnic și fumatul sporește acest risc. Un studiu după 1 an de la introducerea lor pe piață a arătat că 0,18% (18 din 10.000) dintre purtători au dezvoltat o infecție corneană severă, 0,04% (4 din 10.000) dintre purtători au resimțit reducerea permanentă a vederii cu 2 sau mai multe rânduri de litere la optotip. **Precauții relevante:** Nu toți purtătorii pot atinge 30 de nopți de port continuu. Aproximativ 80% dintre purtători pot purta extins lentilele. Aproximativ 2 treimi din purtători ajung la portul continuu de 30 de nopți.

Referințe: 1. Davis R, Eiden B. Changes in comfort and vision during weeks 3 and 4 of monthly replacement silicone hydrogel contact lenses. American Academy of Optometry 2012; E-abstract 125401. 2. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses: lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: E-abstract 105110. 3. Măsurători in vitro ale unghiului de contact la lentile nepurtate, rezultate semnificative demonstrate la nivelul de 0,05. Alcon, date la dosar 2009. 4. Măsurători ex vivo ale depozitelor de lipide pe lentile purtate zilnic în cadrul perioadei de înlocuire recomandată de către producător, AOSEPT® PLUS - soluție de curățare și dezinfectare utilizată pentru curățare și dezinfectare, rezultate semnificative demonstrate la nivelul de 0,05. Alcon, date la dosar, 2008. 5. Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012;35:6. 6. AFM 2.5 x 2.5 micron image; Alcon, date la dosar 2006. 7. AFM 2.5 x 2.5 micron image; Alcon, date la dosar 2009. 8. Într-un sondaj realizat pe 1607 prescriptori, Alcon, date la dosar 2009. 9. Într-un sondaj realizat pe 203 optometriști în USA, CIBA VISION, date la dosar 2011. 10. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă. CIBA VISION, date la dosar 2009, 2010. 11. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă. CIBA VISION, date la dosar 2009. 12. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses, lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: E-abstract 105110. 13. CIBA VISION, date la dosar 2009. 14. CIBA VISION, date la dosar 2005. 15. Rappon J. Center-near multifocal innovation: Optical and material enhancements lead to more satisfied presbyopic wearers. Optom Vis Science. 2009;86: E-abstract 095557. 16. Data on file. Alcon Laboratories, Inc. 17. Schachet J, Zigler L, Wakabayashi D, Cohen S. Clinical assessment of a new multi-purpose disinfecting solution in asymptomatic and symptomatic patients. Poster presented at: AAO: December 2006; Denver, CO. 18. Meadows D, Ketelson H, Napier L, Christensen M, Mathis J. Clinical ex vivo wettability of traditional and silicone hydrogel soft contact lenses. Poster presented at: BCLA; May 2006; Birmingham, UK.



a Novartis company

CIBA VISION® face parte din Alcon, o divizie a Novartis. © 2012 Novartis. 2012-239-95134
AOA-20130930002

