

Lentile de contact moi



a Novartis company



Info LC	Lentile lunare din SILICON HIDROGEL						Lentile zilnice din SILICON HIDROGEL	Lentile zilnice din HIDROGEL			Lentile cosmetice	
	Air Optix Night&Day Aqua AONDA 3 sau 6 lent./set	NOU Air Optix Plus HYDRAGLYDE 3 sau 6 lent./set	Air Optix Aqua AOA 3 sau 6 lent./set	Air Optix for Astigmatism AOfA 3 sau 6 lent./set		Air Optix Aqua Multifocal AOAM 3 sau 6 lent./set	Dailies Total1 DT 1 30 lent./set	Dailies Aqua Comfort Plus DACP 30 sau 90* lent./set	Dailies Aqua Comfort Plus Toric 30 lent./set	Dailies Aqua Comfort Plus Multifocal 30 lent./set	din SILICON HIDROGEL AIR OPTIX COLORS 2 lent./set*	din HIDROGEL cu filtru UV FRESHLOOK 2 lent./set*
Perioada de purtare	până la 30 de zile						1/ zi	1/ zi			până la 30 de purtări zilnice	până la 30 de purtări zilnice
	30 de nopți	6 nopți										
Dk/t	175	138	138	108		138	156	26	26	26	138	26
Diam.	13,8	14,2	14,2	14,5	14,5	14,2	14,1	14	14,4	14	14,2	14,5
Rază	8,4 8,6	8,6	8,6	8,7	8,7	8,6	8,5	8,7	8,8	8,7	8,6	Mediana
DPT. sf. de la până la	+6,00 -10,00	+8,00 -12,00	+6,00 -10,00	+6,00 -6,00	-6,50 -10,00	+6,00 -10,00	+6,00 +0,50 -0,50 -12,00	+8,00 +0,50 -0,50 -15,00	+4,00 -8,00	+6,00 -10,00	+6,00 -8,00	+6,00* -8,00
Pas	0,25*	0,25*	0,25*	0,25	0,50	0,25	0,25*	0,25*	0,25*	0,25	0,25*	0,25**
DPT. cil.				-0,75 -1,25 -1,75 -2,25					-0,75 -1,25 -1,75		CULORI VIBRANTE: Brilliant Blue, Gemstone Green, Sterling Gray și Honey CULORI SUBTILE: Blue, Green, Gray, Pure Hazel, Brown	COLORBLEND (orice iris) CULORI VIBRANTE: Sterling Gray, Gemstone Green și Brilliant Blue Gray, True Sapphire, Blue, Amethyst, Turquoise, Green, Brown, PureHazel, Honey DIMENSIONS (iris deschis) *Cu dioptrie: 6 lentile/set Pacific Blue, Sea Green, Caribbean Aqua COLORS (iris închis) Blue, Green, Violet, Misty Gray
Ax				0°-180° pas de 10°					10°,20°,70°,80°, 90°,100°,110° 160°,170°,180°			
Mențiuni	*de la -8,00 pas de 0,50	*de la +6,00 și de la -8,00 pas de 0,50	*de la -8,00 pas de 0,50	Verifica disponibilitatea parametrilor		Adiții: LO ≤ 1.00D MED de la 1.25D la 2.00D HI > 2.00D	*de la -6,00 pas de 0,50	*de la +6,00 și de la -6,00 pas de 0,50	*de la -6,00 pas de 0,50	Adiții: LO ≤ +1,25 MED de la 1,50 la 2,00 HI de la 2,25 la 2,50		
Termen livrare	STOC livrare 2 zile	STOC livrare 2 zile	STOC livrare 2 zile	STOC livrare 2 zile *Comanda livrare max. 15 zile		COMANDA livrare max. 15 zile	STOC livrare 2 zile	STOC livrare 2 zile	COMANDA livrare max. 15 zile	COMANDA livrare max. 15 zile	de la -6,00 pas de 0,50	de la +2,00 și de la -6,00 în pas de 0,5**
											STOC lentile plane livrare 2 zile	STOC lentile plane livrare 2 zile