

Caracteristicile tehnice ale familiei AIR OPTIX

MEMBRU AL FAMILIEI	AIR OPTIX® NIGHT&DAY®	AIR OPTIX® AQUA	AIR OPTIX® FOR ASTIGMATISM	AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL	AIR OPTIX® INDIVIDUAL
MATERIAL	lotrafilcon A	lotrafilcon B	lotrafilcon B	lotrafilcon B	sifilcon A
CONȚINUT DE APĂ	24%	33%	33%	33%	32%
TRANSMISIBILITATE LA OXIGEN DK/T	175 @-3.00D	138 @-3.00D	108@ -3.00D, -1.25Dx180	138 @-3.00D	117 @-3.00D
DIOPTRII			1. 0.00 /-6.00 (pas 0.25D) 2. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 3. 0°-180° pas de 10° 1. -6.50 /-9.00 (pas 0.50D) 2. -0.75, -2.25 3. 20°, 90°, 160° & 180° 1. -9.00 /-10.00 (pas 0.50D) 2. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 3. 20°, 90°, 160° & 180° 1. +0.25 /+6.00 (pas 0.25D) 2. -0.75, -1.25, -1.75 3. 90°&180° ±20° pas de 10°	+6.00 /-10.00 (pas 0.25D) ADITII: • Mică LO ≤ +1.00D • Medie-MED +1.25 D /+2.00 D • Mare HI > +2.00D	+20.00 /-20.00 (pas 0.25D)
DIAMETRU(MM)	13.8	14.2	14.5	14.2	Diam. Rază de curbură 13.2 7.4, 7.7, 8.0,* 8.3 14.0 7.8, 8.1, 8.4,* 8.7, 9.0 14.8 8.0, 8.3, 8.6,* 8.9, 9.2 *Rază de curbură recomandată pentru evaluarea inițială
RAZĂ DE CURBURĂ (MM)	8.4; 8.6	8.6	8.7	8.6	
GROSIME LA CENTRU	0.08 @ -3.00 D	0.08 @ -3.00 D	0.102 @ -3.00 D	0.08 @ -3.00 D	0.07 @ -3.00D
TENTĂ DE VIZIBILITATE	fără	albastru deschis	albastru deschis	albastru deschis	verde deschis
MODALITATE DE PURTARE	Flexibilă sau continuă până la 30 de nopți și zile	Zilnică sau flexibilă până la 6 nopți	Zilnică	Zilnică sau flexibilă până la 6 nopți	Zilnică
MOD DE INLOCUIRE	Lunar	Lunar	Lunar	Lunar	Trimestrial
AMBALARE	3 sau 6 lent/set	3 sau 6 lent/set	3 sau 6 lent/set	3 sau 6 lent/set	1 sau 2 lent.
SUPRAFAȚĂ	Tratament permanent cu plasmă				

Referințe:

1. CIBA VISION, date la dosar, 2008. Comparativ cu OPTI-FREE RepleniSH.
2. CIBA VISION, date la dosar 2006. În concordanță cu evaluările subiective. oferite de către purtătorii de lentile de contact din silicon hidrogel într-un studiu clinic care compară AOSEPT PLUS cu OPTI-FREE RepleniSH, OPTI-FREE EXPRESS, COMPLETE MoisturePLUS aei ReNu MultiPlus ca aei grup.
3. Dillehay, McCarter HE, et al. A comparison of multipurpose care system. Contact lenses Spectrum 2002; April: 30-36.



Oferă purtătorilor de lentile de contact din silicon hidrogel **o oră în plus de confort** cu AOSept Plus¹

Nr. 1 în curățare²
Nr. 1 în confort³