




Info LC	Lentile lunare				Lentile cosmetice, lunare	
	din SILICON-HIDROGEL				din SILICON HIDROGEL	din HIDROGEL, cu filtru UV
	AIR OPTIX Night&Day Aqua	AIR OPTIX plus HydraGlyde	AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism	AIR OPTIX plus HydraGlyde Multifocal	AIR OPTIX COLORS	FRESHLOOK
	3 sau 6 lentile / set	3 sau 6 lentile / set	3 sau 6 lentile / set	3 sau 6 lentile / set	2 lentile / cutie	2 lentile / cutie **
Dk/t	175	138	108	138	138	26
Diam.	13,8	14,2	14,5	14,2	14,2	14,5
Rază	8,4 8,6	8,6	8,7	8,6	8,6	mediana
DPT.sferice de la până la	+6,00 -10,00	+8,00 -12,00	+6,00 -10,00	+6,00 -10,00	+6,00 -8,00	+6,00 -8,00
Pas	0,25 *	0,25 *	0,25 *	0,25	0,25 *	0,25 *
DPT.cil.			-0,75 -1,25 -1,75 -2,25		<p>CULORI NOI:</p>  <p>Amethyst True Sapphire Turquoise</p>	
Ax			0° - 180° pas de 10°		<p>CULORI VIBRANTE:</p>  <p>Brilliant Blue Gemstone Green Sterling Gray Honey</p>	
Adiții				LO ≤ +1,25 MED de la 1,50 la 2,00 HI de la 2,25 la 2,50	<p>CULORI SUBTILE:</p>  <p>Blue Green Gray Pure Hazel Brown</p>	
Mențiuni	* de la -8,00 pas de 0,50	* de la +6,00 și de la -8,00 pas de 0,50	* de la -6,00 pas de 0,50		* de la -6,00 pas de 0,50	* de la +2,00 și de la -6,00 pas de 0,50
Termen livrare	STOC Livrare 2 zile	STOC Livrare 2 zile	COMANDĂ Livrare max.15 zile Verifică disponibilitatea parametrilor aflați pe stoc	COMANDĂ Livrare max.15 zile	STOC lentile plane Livrare 2 zile	STOC lentile plane Livrare 2 zile

COLORBLENDS (orice iris)
CULORI VIBRANTE:
 Sterling Gray, Gemstone Green, Brilliant Blue
CULORI SUBTILE:
 Gray, True Sapphire, Blue, Amethyst, Turquoise, Green, Brown, Pure Hazel, Honey

DIMENSIONS (iris deschis)
 Pacific Blue, Sea Green, Caribbean Aqua
 ** DIMENSIONS cu dioptrie:
 6 lentile / cutie

COLORS (iris închis)
 Blue, Green, Violet, Misty Gray

Info LC	Lentile zilnice din SILICON-HIDROGEL				Lentile zilnice din HIDROGEL		
	DAILIES TOTAL1	DAILIES TOTAL1 Multifocal	NOU PRECISION 1	NOU PRECISION 1 for Astigmatism	DAILIES AquaComfort Plus	DAILIES AquaComfort Plus Toric	DAILIES AquaComfort Plus Multifocal
	30 sau 90 lentile / set	30 sau 90 lentile / set	30 sau 90 lentile / set	30 sau 90 lentile / set	30 sau 90 lentile / set	30 lentile / set	30 lentile / set
Dk/t	156	156	100	90	26	26	26
Diam.	14,1	14,1	14,2	14,5	14	14,4	14
Rază	8,5	8,5	8,3	8,5	8,7	8,8	8,7
DPT.sferice de la până la	+6,00 +0,50 -0,50 -12,00	+6,00 -10,00	+6,00 +0,50 -0,50 -12,00	+4,00 -8,00	+8,00 +0,50 -0,50 -15,00	+4,00 -8,00	+6,00 -10,00
Pas	0,25 *	0,25	0,25 *	0,25 *	0,25 *	0,25 *	0,25
DPT.cil.				-0,75 -1,25 -1,75 -2,25		-0,75 -1,25 -1,75	
Ax				10° - 180°		10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	
Adiții		LO ≤ +1,25 MED de la 1,50 la 2,00 HI de la 2,25 la 2,50					LO ≤ +1,25 MED de la 1,50 la 2,00 HI de la 2,25 la 2,50
Filtru UV			Filtru UV clasa 1 (≥90% UVA, ≥99% UVB)	Filtru UV clasa 1 (≥90% UVA, ≥99% UVB)			
Mențiuni	* de la -6,00 pas de 0,50		* de la -6,00 pas de 0,50	* de la -6,00 pas de 0,50	* de la +6,00 și de la -6,00 pas de 0,50	* de la -6,00 pas de 0,50	
				Verifica disponibilitatea în funcție de parametri (DPT.sf. și DPT.cil.)			
Termen livrare	STOC Livrare 2 zile	COMANDĂ Livrare max.15 zile	STOC Livrare 2 zile	COMANDĂ Livrare max.15 zile	STOC Livrare 2 zile	COMANDĂ Livrare max.15 zile	COMANDĂ Livrare max.15 zile